


# Modalità raccolta feci per la ricerca del sangue occulto

Il contenitore **AUTO SAMPLING BOTTLE** è utilizzato per il campionamento delle feci, finalizzato alla ricerca del sangue occulto.

Dotarsi del/i contenitore/contenitori specifico/i per la raccolta feci, da richiedere presso la sede Affidea|CDC più comoda o acquistabile/i in farmacia.

Le modalità di raccolta sono evidenziate nella figura sottostante:



**Fig 1** Rimuovere il tappo verde con astuccio che è immerso nel liquido

**Fig 2** Utilizzare l'astuccio per campionare le feci, toccando almeno 3 punti diversi delle feci, la quantità prelevata non deve essere eccessiva

**Fig 3** Inserire l'astuccio nel contenitore contenete il liquido

**Fig 4** Chiudere con lieve pressione l'astuccio nel contenitore ed agitarlo per inversione due/tre volte, scrivere il cognome e nome sul contenitore utilizzando una etichetta

**Consegnare il campione al centro dove è avvenuta la prenotazione.**