



# PREVENZIONE SENOLOGICA

LA SALUTE DELLA DONNA AL CENTRO



# Diagnostica Senologica

Al fine di effettuare diagnosi precoci sempre più accurate, si consiglia l'impiego integrato di **Mammografia ed Ecografia Mammaria**. Nell'ambito del percorso di Diagnostica Senologica C.D.C. si avvale della collaborazione dei migliori professionisti e dell'utilizzo di tecnologie altamente innovative.

## Mammografia Digitale 3D con Tomosintesi

- Acquisisce una immagine tridimensionale del seno, consentendo la distinzione delle diverse strutture anatomiche ed ottenendo un esame migliore sia in termini di specificità che di sensibilità.
- Emette una dose di radiazioni ridotta del 30%, grazie all'utilizzo dell'innovativa PrimeTechnology.
- Si adatta alle caratteristiche del seno, applicando la minima pressione per ottenere la massima qualità dell'immagine.
- Effettua la scansione con un angolo più ampio, eseguendo l'esame su 50° anziché sui tradizionali 15°, con conseguente miglioramento nella rilevazione di eventuali micro lesioni.

## Ecografia Volumetrica Senologica 3D

- Effettua una scansione totale di entrambi i seni, che consente di rilevare con grande precisione lesioni di dimensioni molto ridotte.
- Esegue una scansione automatica e multiplanare ad alta frequenza, non dolorosa.
- Produce immagini tridimensionali stratigrafiche ad altissima definizione paragonabili a quelle ottenibili con Risonanza Magnetica.

## Visita Senologica

A completamento del percorso diagnostico, si effettua la Visita Senologica che, oltre alla palpazione del seno, prevede l'immediata consegna del referto.

Il servizio di **Diagnostica Senologica** è erogato presso le sedi **CDC Corso Galileo Ferraris 36 a Torino e Via Giovanni Gnifetti 22 a Novara in Regime Privato, Convenzionato con Fondi.**



# PREVENZIONE SENOLOGICA

LA SALUTE DELLA DONNA AL CENTRO



# Diagnostica Senologica

Al fine di effettuare diagnosi precoci sempre più accurate, si consiglia l'impiego integrato di **Mammografia ed Ecografia Mammaria**. Nell'ambito del percorso di Diagnostica Senologica C.D.C. si avvale della collaborazione dei migliori professionisti e dell'utilizzo di tecnologie altamente innovative.

## Mammografia Digitale 3D con Tomosintesi

- Acquisisce una immagine tridimensionale del seno, consentendo la distinzione delle diverse strutture anatomiche ed ottenendo un esame migliore sia in termini di specificità che di sensibilità.
- Emette una dose di radiazioni ridotta del 30%, grazie all'utilizzo dell'innovativa PrimeTechnology.
- Si adatta alle caratteristiche del seno, applicando la minima pressione per ottenere la massima qualità dell'immagine.
- Effettua la scansione con un angolo più ampio, eseguendo l'esame su 50° anziché sui tradizionali 15°, con conseguente miglioramento nella rilevazione di eventuali micro lesioni.

## Ecografia Volumetrica Senologica 3D

- Effettua una scansione totale di entrambi i seni, che consente di rilevare con grande precisione lesioni di dimensioni molto ridotte.
- Esegue una scansione automatica e multiplanare ad alta frequenza, non dolorosa.
- Produce immagini tridimensionali stratigrafiche ad altissima definizione paragonabili a quelle ottenibili con Risonanza Magnetica.

## Visita Senologica

A completamento del percorso diagnostico, si effettua la Visita Senologica che, oltre alla palpazione del seno, prevede l'immediata consegna del referto.

Il servizio di **Diagnostica Senologica** è erogato presso le sedi **CDC Corso Galileo Ferraris 36 a Torino e Via Giovanni Gnifetti 22 a Novara in Regime Privato, Convenzionato con Fondi.**